



Рекомендации по использованию продукта NanoWhiskersV™

1. Выполните процедуру забора богатой тромбоцитами плазмы (PRP), костного мозга или стромальной сосудистой фракции (SVF) по своему выбору.
2. Перенесите конечную клеточную суспензию во флакон с NanoWhiskersVTM, не превышая концентрацию 2 мг NanoWhiskersVTM на 1 мл клеточной суспензии. Обязательно несколько раз втяните клеточную суспензию и NanoWhiskersVTM в шприц и иглу, чтобы обеспечить правильное перемешивание.
3. Дайте суспензии постоять при комнатной температуре в течение 30 минут, периодически поворачивая ее для обеспечения равномерного покрытия.
4. Наберите суспензию в иглу и шприц и введите в сустав, мышцу, сухожилие или другое место повреждения при необходимости. Не вводить внутривенно.
5. Дозировка для введения в сустав: до 0,5 мл – МДЖ, до 2,0 мл – лошади.
6. Инъекции повторяют в среднем 1 раз в месяц, не более 3 месяцев, отслеживая результат в динамике.

*Рекомендации по использованию продукта могут быть изменены.